

# Bastones absorbentes Visisorb™ Visitec®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Absorber fluidos durante los procedimientos quirúrgicos.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Viscosa:</b> tela envuelta en celulosa</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Steris Corporation/Isomedix Services.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> película de polietileno</li><li><b>Secundario:</b> tapa de Tyvek recubierta.</li></ul>

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- El material sin tejer es lo bastante rígido como para soportar una presión suave.
- Ambos extremos son absorbentes.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

<b>Bastones absorbentes Visisorb™ Visitec®</b>		
<b>N.º de artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad por caja</b>
BVI-581060	Bastones absorbentes 6,3 cm x 5 mm (2,4/8 x 3/16")	10 por bolsita 25 bolsitas por caja

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com