

## PINZA CAPSULORRHEXIS UTRATA

REFERENCIA: KT5-5081

MARCA: KATENA



Pinza de capsulorrexix de tipo Utrata completa (arriba) y detalle de sus puntas (abajo).

### Descripción:

Pinza de capsulorrexix de tipo Utrata, muy delicada y con puntas de sujeción triangulares en ejes muy finos y largos. Usada comúnmente en cirugías de catarata.

### Medidas:

Longitud de los ejes de 11 mm. Longitud total de 10,2 cm.

### Materiales:

Titanio de grado médico.

### Presentación:

Caja con 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

*Fecha de edición: 14 de marzo de 2022, Rev.1.*